

生理食塩水 (NaCl-0.85%)*For microbiological control only*

Saline Solution (NaCl-0.85%)

希釈液

原理

この 0.85% 等張生理食塩水は菌液調製用あるいは希釈用として推奨されています。

0.85% の塩化ナトリウム濃度により浸透圧のバランスが保たれるとともに、等張液となっています。

AEB 110389	試験管	100 本(9ml)
------------	------------	------------

貯蔵法

2-25°C

組成(g/L)

理論値

性能を確保するため、若干変更される場合があります：

塩化ナトリウム..... 8.5

使用法

1. 試験管を室温に戻します。
2. 試験室にて採用している標準法に記載された方法に従い、希釈を行います。

注意: 微生物または懸濁液は、生理食塩水に 20 分以上さらさないで下さい。

使用上の注意

- 微生物試験にのみご使用下さい。
- 熟練者のみご使用下さい。
- 検体、培養物などは全て感染の可能性があるものとして取り扱いには充分ご注意ください。安全ガイドライン：“NCCLS M29-A, *Protection of Laboratory Workers from Instrument Biohazards and Infectious Disease Transmitted by Blood, Body Fluids, and Tissue*; Approved Guideline – Current revision” 操作留意事項”Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories - CDC/NIH – Latest edition”または各国の最新のガイドラインに従って下さい。
- 有効期限切れの製品は使用しないで下さい。
- コンタミしている製品は使用しないで下さい。
- 使用前に、試験管のキャップに破損がないことをご確認下さい。

品質管理

本品は厳格な品質への要望を満たすよう開発・製造されています。

各ロットの品質管理における菌株試験結果は試験成績書に記載されています(ご要望により提供致します)。

廃棄処理

未使用の試薬は、通常の化学物質廃棄物の処理手順に従って処分してください。

使用済み試薬および他の汚染廃棄物は全て、感染性もしくは感染の危険のある製品の取扱い方法に従って行ってください。起こりうる危険を適切に考慮の上、各検査室の責任の元、廃棄産物や流出物はそれぞれの有害毒性や度合いを考慮し、地域の適切な規制に従って廃棄してください。

記号

記号	内容
	品番
	製造元
	保管温度
	使用期限
	ロット番号
	添付文書を参照

(問い合わせ先)

製品関連

シスメックス株式会社 CSセンター

臨床(病院、臨床検査センターなど) TEL: 0120-265-034

産業(企業、保健所など) TEL: 0120-022-328

注文・納期・在庫関連

シスメックス・ビオメリュー株式会社

TEL: 03-6834-2669(代表)



シスメックス・ビオメリュー株式会社

東京都品川区大崎一丁目 2 番 2 号
大崎セントラルタワー8階

bioMérieux sa

69280 Marcy-l'Etoile / France

Tel. (33) 04 78 87 20 00 / Fax (33) 04 78 87 20 90

<http://www.biomerieux.com>