

BioFire® SpotFire® Rパネル 検出項目

15種類[※]の呼吸器感染病原体を約15分で測定

VIRUSES

新型コロナウイルス (SARS-CoV-2)
 季節性コロナウイルス
 インフルエンザ A
 インフルエンザ A/H1-2009
 インフルエンザ A/H3
 インフルエンザ B
 RS ウイルス
 アデノウイルス
 ヒトメタニューモウイルス
 ヒトライノウイルス / エンテロウイルス
 パラインフルエンザウイルス

BACTERIA

Bordetella pertussis
 (百日咳菌)
Bordetella parapertussis
 (パラ百日咳菌)
Chlamydia pneumoniae
 (クラミジア・ニューモニエ)
Mycoplasma pneumoniae
 (マイコプラズマ・ニューモニエ)



販売名：BioFire SpotFire Rパネル 体外診断用医薬品製造販売承認番号：30500EZ00039000
 販売名：BioFire SpotFireシステム 医療機器製造販売届出番号：13B3X00212000022

PIONEERING DIAGNOSTICS

お問い合わせ先
ビオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂二丁目17番7号赤坂溜池タワー2階
 臨床営業本部 Tel: 03-6731-9000

www.biomerieux.co.jp