



bMXLCL23260

2023 年 11 月

お客様 各位

ビオメリュー・ジャパン株式会社
臨床学術部

FilmArray® 精度管理コントロールに関するご案内

拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、遺伝子解析システムFilmArray®の精度管理コントロール物質を下記にお知らせ致します。
各製品情報については、販売代理店までお問い合わせいただきますようお願い致します。
今後とも、弊社製品をご愛顧賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

FilmArray 消化管パネル

既存/ 新規	メーカー名	製品名	製品 番号	キット内容	タイプ*1	保存 温度	価格 (税別)	国内販売 代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ GI Controls	NATGIC- BIO	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	2-8℃ 冷蔵	145,000 円	株式会社 パイロクエ スト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	FilmArray® GI Control Panel M238	M238	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	-15℃～ -25℃ 冷凍	173,000 円	株式会社 パイロクエ スト

BioFire 血液培養パネル 2

既存/ 新規	メーカー名	製品名	製品 番号	キット内容	タイプ*1	保存 温度	価格 (税別)	国内販売 代理店
既存	Streck	MDx-Chex™ for BCID2	STK-250065	Control 1 Control 2 1.0mL 各 1 本 *2	ミックス	2-8℃ 冷蔵	191,000 円	株式会社 ベリタス

FilmArray 髄膜炎・脳炎パネル

既存/ 新規	メーカー名	製品名	製品 番号	キット内容	タイプ*1	保存 温度	価格 (税別)	国内販売 代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ Meningitis/ Encephalitis(ME) Controls	NATMEC- BIO	Control 1 Control 2 0.2 mL 各 6 本	ミックス	2-8℃ 冷蔵	135,000 円	株式会社 パイロクエ スト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	INTROL® ME Control Panel M262	M262	陽性 Control 陰性 Control 0.2mL 各 6 本	ミックス	-15℃～ -25℃ 冷凍	167,000 円	株式会社 パイロクエ スト

ビオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 7 号 赤坂溜池タワー2F
TEL : 03-6834-2666 FAX : 03-6834-2667 www.biomerieux.co.jp



bMXLCL23260

BioFire 肺炎パネル

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	FilmArray Pneumonia/Pneumoniaplus Control	M340	陽性 Control 陰性 Control 0.12mL 各 6 本	ミックス	-15℃ ～ -25℃ 冷凍	175,000 円	株式会社 バイロクエスト

FilmArray 呼吸器パネル 2.1

既存/新規	メーカー名	製品名	製品番号	キット内容	タイプ*1	保存温度	価格(税別)	国内販売代理店
既存	ZeptoMetrix Corporation	NATtrol™ Respiratory Panel 2.1(RP2.1) Controls	NATRPC2.1-BIO	SARS-CoV-2 を含む標的ミックスコントロール Control 1 Control 2 0.3 mL 各 6 本	ミックス	2 - 8℃ 冷蔵	151,000 円	株式会社 バイロクエスト
既存	Maine Molecular Quality Controls, Inc.	BioFire RP2.1/RP2.1plus Control Panel	M441	陽性 Control 陰性 Control 0.3mL 各 6 本	ミックス	-25℃～ -15℃ 冷凍	162,000 円	株式会社 バイロクエスト

*1 ミックスは、病原体を複数混ぜたコントロールになります。

*2 Control 1 と 2 は各 1 本ですが、容量が 1.0 mL 入っています。血液培養パネル 2 では 1 回あたり 0.2 mL 使用しますので、各 Control で 5 テストずつ測定が可能です。ターゲットの微生物は、*intact* な状態で不活化され、安定処理済みの赤血球、白血球、および血液培養液成分のマトリックスに懸濁されており、臨床検体と同様に溶解・精製プロセスを確認できるよう設計されています。

■ 各製品情報については、以下の国内販売代理店までお問い合わせください。

【Zeptomatrix Corporation 国内販売代理店】

【Maine Molecular Quality Controls, Inc 国内販売代理店】

株式会社 バイロクエスト

〒541-0047 大阪市中央区淡路町 2-2-5

TEL:06-6152-9940

【Streck 国内販売代理店】

株式会社ベリタス

〒105-0013 東京都港区浜松町 1-10-14 住友東新橋ビル 3 号館 5 階

TEL:03-5776-0078

以上

【お問い合わせ先】

TEL : 0120-265-034

受付時間:月曜～金曜(祝祭日を除く) 9:00～17:30

ビオメリュー・ジャパン株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂 2 丁目 17 番 7 号 赤坂溜池タワー2F
TEL : 03-6834-2666 FAX : 03-6834-2667 www.biomerieux.co.jp