



2024年2月

お客様 各位

ピオメリュー・ジャパン株式会社  
臨床マーケティング部新製品 BioFire®関節感染症パネル 承認のご案内

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。この度、全自動遺伝子解析装置 FilmArray® シリーズの専用試薬として、BioFire®関節感染症パネルが診断薬として承認されましたので、ご案内申し上げます。

BioFire®関節感染症パネルは、1 パネルで 29 項目の細菌、2 項目の酵母様真菌、8 項目の薬剤耐性遺伝子を含む計 39 項目を同時に約 1 時間で検出することで、関節感染症の病原微生物同定および薬剤耐性の把握を含め、迅速な治療方針の決定、適切な抗菌薬の選択等に貢献します。

販売開始については、準備が整い次第、改めてご案内をさせていただきます。今後とも、益々のお引き立てを賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 記

- 承認日：2024年2月1日（木）
- 製品情報：

販売名：BioFire 関節感染症パネル  
体外診断用医薬品製造販売承認番号：30600EZX00002000

製品番号	統一商品コード	製品名	包装単位	希望納入価格（税別）
RFIT-ASY-0138	585011033	BioFire®関節感染症パネル	30 テスト/箱	825,000 円

- 本件に関するお問い合わせ先：臨床事業部 0120-256-034

以上