



2024年8月

お客様各位

バイオメリーュー・ジャパン株式会社  
臨床マーケティング部**BIOFIRE® FILMARRAY® キット サンプルバッファーの形状変更に関するご案内**

謹啓 時下ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊社では製品を継続的に改善していく取り組みの一環として、BIOFIRE 製品の構成試薬であるサンプルバッファーの形状変更を行いました。本変更は、下記製品(8品目)につきまして実施されることとなります。変更点の詳細は、下記をご参照ください。

今後とも、お客様のご要望に沿った、より良い製品の開発に努めて参ります。弊社製品をより一層ご愛顧賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

謹白

記

**■ 対象製品および変更適用開始予定時期**

品番	統一商品コード	品名	包装	変更適用予定時期
423742	585010029	FilmArray®呼吸器パネル 2.1	30 テスト	2024年8月
RFIT-ASY-0144	585009580	BioFire®肺炎パネル	30 テスト	
RFIT-ASY-0104	585009443	FilmArray®消化管パネル 6 テスト	6 テスト	
RFIT-ASY-0116	585009450	FilmArray®消化管パネル 30 テスト	30 テスト	
RFIT-ASY-0119	585009283	FilmArray®髄膜炎・脳炎パネル 6 テスト	6 テスト	
RFIT-ASY-0118	585009276	FilmArray®髄膜炎・脳炎パネル 30 テスト	30 テスト	
RFIT-ASY-0147	585010302	BioFire®血液培養パネル 2	30 テスト	
RFIT-ASY-0138	585011033	BioFire®関節感染症パネル	30 テスト	

- 各製品の製造スケジュールによって、適用開始日が前後する可能性があります。
- 品質管理プログラムや製造元・国内での在庫状況により、国内流通開始日は品番ごとに異なります。
- 移行期間中は変更前後の両方のキットが混在する可能性があります。

**■ 変更点① サンプルバッファーの形状変更**

- テクスチャー加工されたプラスチックのタブから、ねじ切り式のタブに変更されます。
  - 使用上の性能を向上させるため、より簡単に開封できる形状に変更されました。
  - サンプルバッファーの先端にあるプラスチックタブを捻って開封します。


サンプルバッファーの組成は変更されません。新しいサンプルバッファーは製品の性能や安定性に影響をあたえません。

変更前	変更後
 (FAIV-GEN-0003)	 (FAIV-GEN-0016)

バイオメリーュー・ジャパン株式会社

■ 変更点② 外装ラベルの変更

- サンプルバッファの形状変更に伴い外装のラベルの表示が変わります。
- 新しい形状のサンプルバッファの製品番号を表示するように更新されます。



※本変更はすべてのパネルに適用されます  
以上

【製品に関するお問い合わせ先】

バイオメリュエ・ジャパン株式会社

臨床分野：0120-265-034

産業分野：0120-022-328

受付時間：月曜～金曜（祝祭日を除く）9：00～17：30